

Varianta soupravy BOHEMIA 501 model 2009	MINI	EKONOM	LUX	PROFESIONAL
Horní vedení hadic	Možnost za doplatek	Možnost za doplatek	Možnost za doplatek	Možnost za doplatek
Počet elektricky ovládaných nástrojů na stolku	3	3	4	5
Počet elektricky ovládaných nástrojů na místě asistenta	x	x	x	2
Foliové klávesnice na stolku a místě asistenta	Možnost za doplatek	Možnost za doplatek	Možnost za doplatek	•
Programovatelné křeslo	Možnost za doplatek	Možnost za doplatek	Možnost za doplatek	•
Otočný plivátkový blok s pneumatickou brzdou	•	•	•	•
Pantografické rameno stolku s pneumat. brzdou	•	•	•	•
Pantografické rameno světla	•	•	•	•
Operační světlo malé 98010	•	•	x	x
Operační světlo velké 98011	x	x	•	•
Skleněné plivátko	•	•	•	•
Pneumatický odsliňovač se sací hubicí průměr 6mm	•	•	•	x
Pneumatická vývěva s hubicí průměr 11	x	•	x	•
Výkonná sačka průměr 18mm, nutno dokompletovat externí výkonnou odsávačkou	x	x	•	•
Sada koncovek pro výkonnou odsávačku	x	•	•	•
Odlučovač vlhkosti Cattani	x	x	•	x
Separátor amalgamu	Možnost za doplatek „Skantech“	Možnost za doplatek „Skantech“	Možnost za doplatek „Skantech“	• „Durr“
Multifunkční nožní spínač	•	•	•	•